

Anticorpo Monoclonal Anti-Ube1L / Uba7 Para Wb, Elisa - P41226

Número do item: CM0006532



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Ube1L/UBA7 humana para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a conjugação de ISG15 e a imunidade antiviral. – 112 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho Ube1L / UBA7
Observações/Apelidos	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7318
ID do gene	7318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Ube1L / UBA7 humana (NP_003326.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P41226
Peso da proteína	112 kDa
Envio	Bolsa de gelo