

## Anticorpo Policlonal Anti-Ube2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49459

Número do item: CM0028914



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-UBE2A validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UBE2A (RAD6A, 17kDa) humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos da via da ubiquitina, regulação da cromatina e mitofagia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | UBE2A pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 7319                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 7319                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do UBE2A humano (NP_003327.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P49459                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |