


Anticorpo Policlonal Anti-Ube2B Para Wb, Elisa - P63146

Número do item: CM0026533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à UBE2B (RAD6B), validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar vias de ubiquitinação, modificação de histonas e mecanismos de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7320
ID do Gene	7320
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63146
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Em saco de gelo