

Anticorpo Policlonal Anti-Ube2C Para Wb E Elisa - 000762

Número do item: CM0022157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao UBE2C humano (UbcH10), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de regulação do ciclo celular e da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2C pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11065
GeneID	11065
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00762
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo