

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ube2C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000762

Número do item: CM0025005



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra UBE2C (UBCH10), a enzima conjugadora de ubiquitina E2 essencial para a progressão mitótica mediada pelo APC/C. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa do ciclo celular e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho UBE2C
Observações/Apelido	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11065
ID do Gene	11065
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 do UBE2C humano (NP_008950.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O00762
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de Gelo