

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ube2D1/Sft Para Ihc-P E Elisa - P51668

Número do item: CM0003698



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao UBE2D1/SFT humano (UbcH5), validado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de via da ubiquitina e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFT Rabbit mAb
Observações/Apelido	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-147 do SFT humano (NP_003329.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51668
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo