

Anticorpo Policlonal Anti-Ube2D2 Para Wb - P62837

Número do item: CM0018476



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2D2 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a enzima conjugadora de ubiquitina E2 D2, envolvida na degradação de proteínas e na regulação de p53. Ideal para pesquisas sobre a via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UBE2D2 Rabbit pAb
Observações/alias	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7322
ID do gene	7322
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P62837
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo