

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2D3 Para Wb E Elisa - P61077

Número do item: CM0013606



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2D3 (UBCH5C), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar ubiquitinação, reparo de DNA e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2D3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7323
ID do Gene	7323
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61077
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo