

Anti-Ube2D4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y2X8

Número do item: CM0029730

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho UBE2D4 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Reconhece a enzima conjugadora de ubiquitina E2 D4 (HBUCE1), 17 kDa. Ideal para pesquisa de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2D4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HBUCE1; UBE2D4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51619
GeneID	51619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do UBE2D4 humano (NP_057067.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2X8
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo