


Anticorpo Policlonal Anti-Ube2E1 Para Wb, Elisa - P51965

Número do item: CM0017504



introdução

Anticorpo policlonal anti-UBE2E1 validado para WB e ELISA. Detecta UBE2E1 humano, de camundongo e de rato, uma enzima de conjugação de ubiquitina de 21 kDa envolvida na degradação proteica e na ISGilação. Ideal para pesquisa da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2E1 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBCH6; UBE2E1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7324
ID do Gene	7324
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 da UBE2E1 humana (NP_003332.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51965
Peso Proteico	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo