

Anticorpo Policlonico Anti-Ube2E2 Para Wb, Elisa - Q96Lr5

Número do item: CM0020553



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra UBE2E2 (UBCH8) para aplicações em Western blot e ELISA. Reconhece UBE2E2 humano e tem reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2E2 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBCH8; UBE2E2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7325
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-201 da UBE2E2 humana (NP_689866.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96LR5
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo