

Anticorpo Policlonais Anti-Ube2G2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60604

Número do item: CM0015959



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UBE2G2 (UBC7) humano, uma enzima de conjugação de ubiquitina E2 envolvida no ERAD. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2G2 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBC7; UBE2G2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7327
GeneID	7327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 de UBE2G2 humano (NP_003334.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60604
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo