


Anticorpo Policlonal Anti-Ube2H Para Wb E Elisa - P62256

Número do item: CM0029374



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2H humano (Enzima conjugadora de ubiquitina E2 H, 21kDa). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2H pAb de Coelho
Observações/Apelido	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-183 do UBE2H humano (NP_003335.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62256
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo