


Anticorpo Policlonal Anti-Ube2J2 Para Wb, Elisa - Q8N2K1

Número do item: CM0029554



introdução

pAb de UBE2J2 de Coelho, um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, reconhece o UBE2J2 humano, de camundongo e de rato, uma enzima conjugadora de ubiquitina E2 residente no RE envolvida na degradação associada ao RET (ERAD) e na regulação da autofagia. Ideal para pesquisas em vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de UBE2J2 de Coelho
Observações/Apelido	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	118424
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do UBE2J2 humano (NP_477515.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N2K1
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo