

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2L3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Número do item: CM0028668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2L3 humano (Enzima conjugadora de ubiquitina E2 L3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via da ubiquitina e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2L3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7332
GeneID	7332
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-212 do UBE2L3 humano (NP_001243284.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68036
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo