

Anti-Ube2L3 / Ubch7 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Número do item: CM0002596



introdução

Anti-Ube2L3 / UBCH7 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a enzima conjugadora de ubiquitina E2 L3 (P68036), envolvida na degradação de proteínas e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ube2L3 / UBCH7 mAb de Coelho
Observações/Apelido	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7332
ID do Gene	7332
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 55-154 do Ube2L3 / UBCH7 humano (P68036).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68036
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo