

Anticorpo Policlonal Anti-Ube2L6 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Número do item: CM0015558



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Suporta pesquisas sobre conjugação de ubiquitina/ISG15 e vias de degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2L6 Coelho pAb
Observações/Apelido	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9246
GeneID	9246
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-153 do UBE2L6 humano (NP_004214.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O14933
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo