

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ube2L6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Número do item: CM0006633



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-UBE2L6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta UBE2L6 (UBCH8/RIG-B) humano, de camundongo e de rato, uma enzima E2 na conjugação de ubiquitina e ISG15. Útil para pesquisas sobre ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2L6 Coelho mAb
Observações/Apelido	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espécie	Humano
ID do Gene	9246
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 54-153 do UBE2L6 humano (NP_004214.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14933
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo