

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Ube2L6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Número do item: CM0028771



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho anti-UBE2L6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece UBE2L6 (RIG-B/UbcH8) humano e de camundongo, uma enzima conjugadora de ubiquitina/ISG15 E2 envolvida na degradação proteica e sinalização imunológica. Ideal para estudos de ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2L6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9246
ID do Gene	9246
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-153 do UBE2L6 humano (NP_004214.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14933
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo