

Anticorpo Policlonal Anti-Ube2NL Para Wb, Elisa - Q5Jxb2

Número do item: CM0030540

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à UBE2NL humana (enzima conjugadora de ubiquitina E2 N-like putativa) para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de ubiquitinação e estudos de tecido do epidídimo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2NL Rabbit pAb
Observações/Alias	Li174, UBE2NL
Espécie	Humano
ID do Gene	389898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da UBE2NL humana (NP_001013007.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5JXB2
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)