

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ube2N/Ubc13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61088

Número do item: CM0004286

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho Ube2N/Ubc13 detecta Ube2N humano, de rato e de camundongo (17 kDa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudar a enzima conjugadora de ubiquitina E2 N em vias de reparo de DNA e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Ube2N/Ubc13
Observações/Apelido	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7334
GeneID	7334
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Ube2N/Ubc13 humano (P61088)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61088
Peso Proteico	17kDa
Remessa	Saco de gelo