

Anti-Ube2N/Ubc13 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P61088

Número do item: CM0016253



introdução

O pAb de coelho Ube2N/Ubc13 tem como alvo a enzima conjugadora de ubiquitina E2 N (P61088). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre reparo de DNA, ubiquitinação e vias de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ube2N/Ubc13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7334
GeneID	7334
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 do Ube2N/Ubc13 humano (NP_003339.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61088
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo