

Anticorpo Policlonico Anti-Ube2O Para Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Número do item: CM0019554



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado especificamente ao UBE2O humano (E2-230K, 141 kDa) para aplicações de IHC-P e ELISA. Uma ferramenta central para pesquisar conjugação de ubiquitina, sinalização de NF-kB mediada por TRAF6 e adipogênese mediada por BMP7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2O Rabbit pAb
Observações/Alias	E2-230K; UBE2O
Espécie	Humano
ID do Gene	63893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1073-1292 do UBE2O humano (NP_071349.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9C0C9
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo