

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ube2O [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0C9

Número do item: CM0018313



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra UBE2O humano (E2-230K), validado por KO. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de conjugação de ubiquitina, adesão e tráfego.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[Validado por KO] UBE2O Rabbit pAb
Observações/Alias	E2-230K; 20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63893
ID do Gene	63893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1073-1292 da UBE2O humana (NP_071349.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0C9
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo