


Anticorpo Policlonal Anti-Ube2Q2 Para Wb, Elisa - Q8Wvn8

Número do item: CM0027980



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a UBE2Q2 humana, adequado para Western blot e ELISA. Reconhece a UBE2Q2 humana e de camundongo, com um peso molecular de 43 kDa. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2Q2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBE2Q2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	92912
GeneID	92912
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da UBE2Q2 humana (NP_775740.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WVN8
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo