

Anticorpo Policlonal Anti-Ube2R2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q712K3

Número do item: CM0030064



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-UBE2R2 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Alvo: enzima de conjugação de ubiquitina E2 R2 (27 kDa, UniProt Q712K3) envolvida na via da ubiquitina. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2R2 Rabbit pAb
Observações/Alias	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54926
ID do Gene	54926
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 da UBE2R2 humana (NP_060281.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q712K3
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo