

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2S Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16763

Número do item: CM0026899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade que visa a UBE2S humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a ubiquitinação mediada por APC/C e a progressão mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2S pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27338
GeneID	27338
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 da UBE2S humana (NP_055316.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16763
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo