

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2S (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q16763

Número do item: CM0021517



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o UBE2S humano, uma enzima conjugadora de ubiquitina envolvida na regulação do ciclo celular e degradação de proteínas. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] UBE2S pAb de Coelho
Observações/Apelido	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
Espécie	Humano
GeneID	27338
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 122-221 do UBE2S humano (NP_055316.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16763
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo