

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ube2T Para Wb, Elisa - Q9Npd8

Número do item: CM0028397



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBE2T humano, validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA e anemia de Fanconi. Peso molecular: 23kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2T Rabbit pAb
Observações/Alias	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29089
ID do Gene	29089
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 da UBE2T humana (NP_054895.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPD8
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo