


## Anticorpo Policlonal Anti-Ube2V1 Para Wb, Elisa - Q13404

Número do item: CM0029161



### introdução

Anticorpo policlonal anti-UBE2V1 de coelho de alta qualidade para WB e ELISA. Reage com UBE2V1 humano, de camundongo e rato, um mediador chave da ubiquitinação ligada a K63 e da sinalização NF-kB.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | UBE2V1 pAb Coelho                                      |
| Observações/Apelido | CIR1; UEV1; CROC1; UBE2V; UEV-1; UEV1A; CROC-1; UBE2V1 |
| Espécie             | Humano                                                 |
| GeneID (Humano)     | 7335                                                   |
| GeneID              | 7335                                                   |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                                  |
| Fonte               | Coelho                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                               |
| SWISS               | Q13404                                                 |
| Peso da Proteína    | 16kDa                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                           |