

Anti-Ube2V2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15819

Número do item: CM0027473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UBE2V2 humano (MMS2/UEV2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2V2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVIT-1; UBE2V2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7336
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-145 do UBE2V2 humano (NP_003341.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15819
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo