

Anti-Ube2Z Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H832

Número do item: CM0028608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a UBE2Z humana (enzima conjugadora de ubiquitina E2 Z) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para investigar a conjugação de ubiquitina e a regulação da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE2Z pAb de Coelho
Observações/Apelido	USE1; HOYS7; UBE2Z
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65264
GeneID	65264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 115-354 da UBE2Z humana (NP_075567.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H832
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo