


Anticorpo Monoclonal Anti-Ube4A Para Wb, Elisa - Q14139

Número do item: CM0003092



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra UBE4A humano (E3/E4 ubiquitina ligase). Ideal para aplicações de Western blot e ELISA em estudos de ubiquitinação e degradação de proteínas. PM: 123kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE4A Rabbit mAb
Observações/Alias	E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A
Espécie	Humana
GeneID	9354
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da UBE4A humana (Q14139).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q14139
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)