


## Anticorpo Monoclonal Anti-Ube4B Para Wb, Elisa - O95155

Número do item: CM0003330



### introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-UBE4B validado para Western blot e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Projetado para estudos de degradação de proteínas via ubiquitina-proteassoma e proteínas musculares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal de Coelho UBE4B                                                                                           |
| Observações/Apêndice       | E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B                                                                                           |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano)        | 10277                                                                                                                          |
| ID do Gene                 | 10277                                                                                                                          |
| Imunógeno                  | Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da UBE4B humana (O95155). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS                      | O95155                                                                                                                         |
| Peso Molecular da Proteína | 146kDa                                                                                                                         |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                                |