

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Ube4B Para Wb, Elisa - O95155

Número do item: CM0020496



introdução

O Anticorpo Policlonale de Coelho UBE4B para Western blotting e ELISA detecta UBE4B humano e de camundongo, um fator de conjugação de ubiquitina E4 B envolvido na ubiquitinação de proteínas e montagem de miosina. Ideal para pesquisa em neurodegeneração e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBE4B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	E4; UFD2; HDNB1; UBOX3; UFD2A; UBE4B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10277
GeneID	10277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-250 da UBE4B humana (NP_006039.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95155
Peso da Proteína	146kDa
Envio	Bolsa de gelo