

Anticorpo Policlonal Anti-Ubiad1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Número do item: CM0017514

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à UBIAD1 humana (TERE1), ideal para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da biossíntese de menaquinona-4 e coenzima Q10.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBIAD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	29914
ID do Gene	29914
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da UBIAD1 humana (NP_037451.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9Y5Z9
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo