

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubiad1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5Z9

Número do item: CM0028806

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao UBIAD1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma banda de 37 kDa. Investigue as vias de biossíntese da menaquinona-4 e da coenzima Q10.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBIAD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SCCD; TERE1; UBIAD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29914
ID do Gene	29914
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UBIAD1 humano (NP_037451.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5Z9
Peso Proteico	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo