

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubiquilina-2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uhd9

Número do item: CM0029004



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ubiquilina-2 humana (UBQLN2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar vias ubiquitina-proteassoma, autofagia e ERAD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBQLN2 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	DSK2; ALS15; CHAP1; N4BP4; PLIC2; HRIHFB2157; UBQLN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29978
ID do Gene	29978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da UBQLN2 humana (NP_038472.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UHD9
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de Gelo