


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ubiquitina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG47

Número do item: CM0006786



introdução

Ubiquitina mAb de Coelho (P0CG47) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Espécies: Humano, Camundongo. Imunógeno recombinante. Ideal para estudar cadeias de poliubiquitina no proteassoma, reparo de DNA e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ubiquitina mAb de Coelho
Observações/Apelido	HEL-S-50; Ubiquitina
Espécies	Humano
ID do Gene (Humano)	7314
ID do Gene	7314
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Ubiquitina humana (NP_061828.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P0CG47
Peso Proteico	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo