


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ubl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95164

Número do item: CM0028509



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao UBL3 humano (proteína semelhante à ubiquitina 3), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de proteínas semelhantes à ubiquitina ancoradas à membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBL3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HCG-1; PNSC1; UBL3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5412
GeneID	5412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 da UBL3 humana (NP_009037.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95164
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo