

Anti-Ubl4A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - P11441

Número do item: CM0028991



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBL4A humano, validado para aplicações de WB, IP e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. UBL4A é um componente chave do complexo BAG6 envolvido no controle de qualidade de proteínas e entrega de proteínas ancoradas na cauda.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBLpAb de Coelho UBL4A
Observações/Apelido	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8266
ID do Gene	8266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-157 do UBL4A humano (NP_055050.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11441
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo