


Anticorpo Policloal Anti-Ubl5 De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Bzl1

Número do item: CM0024427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao UBL5 humano (HUB1). Adequado para Western blot e ELISA. O UBL5 está envolvido no splicing de pré-mRNA, coesão de cromátides irmãs e via da anemia de Fanconi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBL5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HUB1; UBL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-73 do UBL5 humano (NP_077268.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZL1
Peso Proteico	9kDa
Envio	Bolsa de gelo