


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubqln1 Para Wb, Elisa - Q9Umx0

Número do item: CM0015159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBQLN1 humano para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. A Ubiquilina-1 é um regulador chave do sistema ubiquitina-proteassoma, autofagia e vias ERAD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBQLN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DA41; DSK2; UBQN; XDRP1; PLIC-1; UBQLN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29979
ID do Gene	29979
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-540 da UBQLN1 humana (NP_038466.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMX0
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de Gelo