


Anticorpo Policlonal Anti-Ubqln3 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H347

Número do item: CM0020919



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a UBQLN3 (Ubiquilin-3). Validado para WB, IF-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteínas específicas do testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBQLN3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TUP-1; UBQLN3
Espécie	Humano
ID do Gene	50613
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 306-620 da UBQLN3 humana (NP_059509.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H347
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo