

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubqln4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrr5

Número do item: CM0019112

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBQLN4, um regulador da degradação proteassomal e do reparo do DNA. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos do sistema ubiquitina-proteassoma e de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UBQLN4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	56893
ID do gene	56893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-432 de UBQLN4 humano (NP_064516.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NRR5
Peso da proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo