


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ubtf Para Wb, Elisa - P17480

Número do item: CM0029670



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-UBTF validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação do gene do RNA ribossomal e função nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBTF Rabbit pAb
Observações/Alias	UBF; UBF1; UBF2; UBF-1; CONDBA; NOR-90; UBTF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7343
GeneID	7343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-440 da UBTF humana (NP_055048.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17480
Peso da Proteína	89kDa
Transporte	Saco de gelo