

Anticorpo Policlonal Anti-Uchl3 Para Wb, Elisa - P15374

Número do item: CM0030318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à UCHL3 humana, uma enzima desubiquitinante. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Suporta estudos de processos dependentes de ubiquitina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCHL3 Coelho pAb
Observações/Apelido	UCH-L3; UCHL3
Espécie	Humano
ID do Gene	7347
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da UCHL3 humana (NP_005993.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15374
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo