

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uchl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15374

Número do item: CM0003664



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UCHL3 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta UCHL3 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de enzimas deubiquitinantes e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCHL3 mAb de Coelho
Observações/Alias	UCH-L3; UCHL3
Espécie	Humano
GeneID	7347
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UCHL3 humano (NP_005993.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15374
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo