


Anticorpo Policlonal Anti-Uchl5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5K5

Número do item: CM0029027



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho UCHL5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo, Rato. Tem como alvo a isozima L5 hidrolase carboxi-terminal da ubiquitina, uma enzima desubiquitinante no proteassoma e no complexo INO80.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho UCHL5
Observações/Apelido	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51377
GeneID	51377
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-328 do UCHL5 humano (NP_001186190.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5K5
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo