

Anti-Uchl5Lip Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q99871

Número do item: CM0002135



introdução

A CamelBio fornece anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa a subunidade 7 do complexo tipo augmin HAUS humano (UCL5IP, UIP1). Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre montagem do fuso mitótico e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UCL5IP mAb de Coelho
Observações/Apelido	UIP1; UCHL5IP
Espécie	Humano
ID do Gene	55559
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-285 do UCHL5IP humano (NP_001372411.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99871
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo